



วิธีอัปเดตโปรแกรม เป็น TRTSystem version 3.2.0.0


1. รูปโปรแกรม TRT Version เดิม (TRTSystemV3.0.1.11)



2. คลิกเข้าไปที่ Folder TRT SystemV3.0.1.11 ให้ Copy Folder “Config และ Database” ตามรูป




3. จากนั้นเปิด โปรแกรม TRT Version ใหม่ (TRT version ใหม่ ชื่อ TRTSystemV3.2.0.0) ตามรูป




4. เปิดเข้ามาในโปรแกรม TRTSystemV3.2.0.0 ให้คลิกขวา และเลือก “วาง” (Paste)


ตัว Folder “Config และ Database” ที่ copy มาจาก version เดิม




5. เมื่อมีข้อความแสดง Confirm Folder Replace ให้เลือก “YES” ดังรูป




6. จากนั้นเปิด โปรแกรม TRTSystem_32bit หรือ 64 bit ในโปรแกรม TRT version 3.2.0.0



7. เข้าสู่ระบบ ใส่ Username, Password เติม แล้วไปที่เมนู “จัดการข้อมูล” เลือก “จัดการฐานข้อมูลโปรแกรม”






8. หลังจากการเลือก “จัดการฐานข้อมูลโปรแกรม” จะเข้าสู่หน้าต่างโปรแกรม ให้ทำการ คลิกที่ “สำรองฐานข้อมูล” เพื่อทำการ Backup ฐานข้อมูลเดิม ดังรูป




9. จาก ข้อ 8 รูปที่ 3 กล่องข้อความแสดง “การนำออกข้อมูล เรียบร้อย โปรแกรม TRTSystem.exe จะปิดตัวลง โปรดตรวจสอบข้อมูลนำออกที่ ...\TRTSystemV3.2.0.0\Backup\Backup0020TRTDatabase_20190121111306.zip” ดังตัวอย่าง ZIP ไฟล์ Backup ฐานข้อมูลเก็บที่ C:\Users\kookkai\Desktop\TRTSystemV3.2.0.0\Backup\Backup0020TRTDatabase_20190121111306.zip หลังจากคลิก “OK” โปรแกรม จะ ปิดโปรแกรม จบการทำงาน


10. ให้ Login ใหม่ เพื่อเปิด โปรแกรม TRTSystem_32bit หรือ 64 bit และไปที่เมนู “จัดการข้อมูล” เลือก “จัดการฐานข้อมูลโปรแกรม” (รูปเหมือนข้อที่ 7) จะเข้าสู่หน้า ตั้งค่าโปรแกรม อีกรอบ ให้เลือก เมนู “นำเข้าฐานข้อมูล” ทำการเลือก ZIP ไฟล์ ที่จะนำเข้า ตามตำแหน่งจากข้อ 9 ดังรูป ตัวอย่าง ZIP ไฟล์ สำหรับนำเข้า เก็บที่

C:\Users\kookkai\Desktop\TRTSystemV3.2.0\Backup\Backup0020TRTDatabase_20190121111306.zip





11. หลังจากทำการเลือก ZIP ไฟล์ Backup เสร็จแล้ว ให้ทำการ “นำเข้าฐานข้อมูล” เมื่อโปรแกรม นำเข้าฐานข้อมูล จาก ZIP ไฟล์เรียบร้อย ให้คลิก “OK” โปรแกรม จะ ปิดโปรแกรม จบการทำงาน ให้ Login อีกรอบ เพื่อเข้าสู่ระบบ เป็นการเสร็จสิ้น ขั้นตอน Update นำเข้าฐานข้อมูลเดิม มาใช้งานในโปรแกรม TRTSystem Version 3.2.0.0



หมายเหตุ :

1. หากทำการ Backup ฐานข้อมูลเดิม และนำเข้าฐานข้อมูล โปรแกรม TRTSystem Version 3.2.0.0 เรียบร้อยแล้ว สามารถลบ Folder Program TRTSystem Version3.0.1.11 (Version เดิมได้เลย) และให้ใช้ Version 3.2.0.0 แทน
2. สำหรับ โปรแกรม TRTSystem version 3.2.0.0 มีการอัปเดต โปรแกรมและฐานข้อมูล ะไรบ้าง สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ www.trtregistry.org